

## Teil 3: Nutzerführung für die Accu-Chek Insight (V. 3) bei Verwendung des Benutzerprofils „Akustisch“

Vor dem Wechseln des Reservoirs, die Pumpe vom Körper abkoppeln.

### Schritt 1: Reservoir entfernen.

Den Schlauchausgang des Adapters gegen den Uhrzeigersinn über den Batterie Wechselstopp hinaus drehen. Der Adapter löst sich und mit ihm das Reservoir aus der Pumpe ziehen.

Auch wenn die Pumpe die Gewindestange schon zurückfährt, muss vor dem Einsetzen der neuen Ampulle folgendes geschehen:

Mit Ok bestätigen, dass der Ampullen Wechsel gestartet wird.

Mit Ok bestätigen, dass das Infusionsset vom Körper abgekoppelt ist.

(Achtung, wenn die OK-Taste einen Quittungston gefolgt von einer Melodie abgibt, ist nur der Bildschirm frei gegeben worden.)

### Schritt 2: Reservoir einlegen und verriegeln.

Wenn die Pumpe die Gewindestange zurückgefahren hat, wird die Ampulle mit aufgesetztem Adapter eingeschoben und der Bajonettverschluss im Uhrzeigersinn gedreht, bis der Adapter bündig mit dem Pumpen Gehäuse abschließt.

Mit Ok bestätigen, dass „Neue Ampulle“ und Adapter einzusetzen ist.

Mit Ok bestätigen, dass der Ampullen Typ 1,6 ml ist.

### Schritt 3: Gewindestange an Reservoir anpassen.

Die Pumpe sucht jetzt eigenständig die Position des Kolbens in der Ampulle. Anschließend führt die Pumpe einen Selbsttest durch.

### Schritt 4: Schlauch des Infusionssets füllen.

Nach dem Selbsttest:

Mit Ok bestätigen, um den Schlauch des Infusionssets zu befüllen.

Mit Ok bestätigen, dass das Infusionsset vom Körper abgekoppelt ist.

Der Füllvorgang ist abgeschlossen, wenn die Pumpe stoppt.

Prüfen, ob Insulin aus dem Schlauch tropft.

(Achtung: Wenn kein Insulin aus dem Schlauch tropft, einen zweiten Füllvorgang starten, indem man mit der Quick-Taste zurückgeht und mit Schritt 4 wieder beginnen. Sobald Insulin aus dem Schlauch tropft, Quick-Taste drücken, um den Füllvorgang zu beenden.)

## Schritt 5: Pumpe an Körper anlegen und entscheiden, ob die Kanüle zu füllen ist.

Mit Ok bestätigen, dass das Infusionsset mit dem Körper verbunden ist.

Mit Ok bestätigen, dass die Kanüle zu füllen ist, oder mit einer Quick-Taste verneinen.

## Schritt 6: Pumpe starten.

Mit Ok bestätigen, dass die Insulinabgabe fortzusetzen ist, oder mit einer Quick-Taste verneinen.

Wenn während des Ampullen-, Infusionssetwechsel die Batterie leer geht, dann liegt der Fehler E10 vor. Je nach Situation kann es vorkommen, dass man nach dem Batteriewechsel noch zweimal den Ampullenwechsel vornehmen muss.

- E10 Fehler beim Zurückfahren: Beim Einsetzen der Ampulle wurde die Gewindestange nicht korrekt zurückgefahren. Wechseln Sie die Batterie aus und wiederholen Sie den Ampullenwechsel.